

# TABLEAU DE CORRESPONDANCES

Lentilles souples  
à renouvellement fréquent

		TECHNO-LENS		Menicon	
1 JOUR	H	Nature-Lens® 1-day	⇒	Miru 1day Menicon Flat Pack	HEMA GMA 1 JOUR
1 SEM	HEMA GMA	weekly H2O®	⇒	Menicon PremiO	Si-H 2 SEM
1 MOIS	HEMA GMA	Nature-Lens® 1-month	⇒	Miru 1month Menicon	Si-H
	HEMA GMA	extreme H2O 59%	⇒	Miru 1month Menicon	Si-H
	HEMA GMA	extreme H2O 54%	⇒	Miru 1month Menicon	Si-H
	HEMA GMA	extreme H2O 54% Toric	⇒	Miru 1month Menicon for Astigmatism	Si-H
6 MOIS	Si-H	Aero 2	⇒	individuel	Si-H 3 MOIS
	Si-H	Aero 2 torique	⇒	individuel toric	Si-H 3 MOIS
	Si-H	Aero 2 Multi sphérique CD	⇒	individuel Progressive	Si-H 3 MOIS
	Si-H	Aero 2 Multi sphérique CN	⇒	individuel Progressive Near	Si-H 3 MOIS
	Si-H	Aero 2 Multi torique CD	⇒	individuel toric Progressive	Si-H 3 MOIS
	Si-H	Aero 2 Multi torique CN	⇒	individuel toric Progressive Near	Si-H 3 MOIS
	Si-H	Aero 2 ? YfUrc	⇒	Rose K2 Soft™	Si-H 3 MOIS

# TABLEAU DE CORRESPONDANCES

## Lentilles souples traditionnelles

		TECHNO-LENS		Menicon	
1 AN	H	TA.N	⇒	individual - Soft 72	Si-H 3 MOIS 1 AN
	H	Dyna	⇒	Individual Toric	Si-H 3 MOIS
	H	Torica	⇒	Individual Toric	Si-H
	H	TH.P	⇒	Individual Toric - Soft 72 toric	Si-H 3 MOIS 1 AN
	H	Evo 2 S CD Evo 2 S CN	⇒	individual toric Progressive individual toric Progressive Near	Si-H 3 MOIS
	H	Evo 2 T CD Evo 2 T CN	⇒	individual toric Progressive individual toric Progressive Near	Si-H 3 MOIS
	H	Dyn Ker	⇒	Rose K2 Soft™	Si-H 3 MOIS



Une nouvelle alternative  
**ROSE K2 Soft™**. pour  
l'adaptation des cornées  
irrégulières en lentilles souples  
Silicone Hydrogel...



- Une multitude de combinaisons possibles de paramètres
- La personnalisation du nom du patient et de l'opticien

# Miru

1month Menicon

for  
Astigmatism

La technologie  
VisioStable design en  
renouvellement  
mensuel...

Pour toute information complémentaire contacter l'assistance technique

Service Clients :	Tél. : 01 41 40 19 19	Fax : 01 41 40 19 20	serviceclients@menicon.fr
Assistance Technique :	Tél. : 01 41 40 19 41	Fax : 01 41 40 19 20	atechnique@menicon.fr
Formation Menicon :	Tél. : 01 41 40 19 14	Fax : 01 41 40 19 16	formation@menicon.fr

Menicon SAS - 104 rue Martre - 92583 Clichy Cedex

## TABLEAU DE CORRESPONDANCES

Lentilles rigides perméables

TECHNO-LENS		Menicon	
Matériaux	Boston XO (Dk 100) et XO2 (Dk 140)	⇒	Matériau Z (Dk 163 (ISO))
Matériaux	Dk Inférieurs	⇒	Matériau EX
Lentilles sphériques	MA.N	⇒	Menicon Z ou Menicon EX-Z en fonction de l'excentricité de la lentille MA.N
	MC.N	⇒	Menicon EX-Z ou Menicon Z OMNI en fonction de l'excentricité de la lentille MC.N
	Spline Classique	⇒	Menicon EX-Z
	Spline Comfort	⇒	Menicon EX-Z (diamètres 10.00 ou 10.50) Menicon Z Comfort en 2 <sup>ème</sup> intention
OrthoK	Ortho K (Sleep and See)	⇒	Menicon Z night
Lentilles toriques externes	MA.SP SPLINE.SP SPLINE.TP	⇒	Menicon EX-Z en vue d'une torique externe Menicon Z FT
		⇒	Menicon Z OMNI prismée si l'indication est une lentille en position supérieure



Les lentilles Menicon Z Night portées la nuit pour bien voir le jour sans lunettes ni lentilles

# TABLEAU DE CORRESPONDANCES

Lentilles rigides perméables

## TECHNO-LENS



Lentilles toriques internes & bitoriques	T24.N (torique interne)	⇒	Menicon Z BTC
	T24.T (bitorique)	⇒	Menicon Z BTC / Menicon Z BT après réfraction complémentaire sur Menicon Z BTC
	T2.N – T2.T / T3.N – T3.T	⇒	Menicon Z BTC
Lentilles Multi-focales	MC.EVO M (myope)	⇒	Menicon Z progressive ; Z prog Near Oeil dominé
	MC.EVO H (hypermétrope)	⇒	Menicon Z progressive ; Z prog Near Oeil dominé
	Spline Multi	⇒	Menicon Z progressive ; Z prog Near Oeil dominé
	MC.BIFO	⇒	Menicon Z Executive
Lentilles kérato cônes	Spline Kerato, MCKER.N	⇒	Gamme Rose K2
	Spline post op	⇒	Rose K2 PG et Rose K2 IC

Ces équivalences sont proposées à titre indicatif. Elles ne tiennent pas compte de la kératométrie, de la topographie et ne font pas apparaître les possibles changements de rayons de courbure ou de diamètre.

N'hésitez pas à contacter l'assistance technique pour vous accompagner dans ces conversions.

Service Clients : Tél. : 01 41 40 19 19  
 Assistance Technique : Tél. : 01 41 40 19 41  
 Formation Menicon : Tél. : 01 41 40 19 14

Fax : 01 41 40 19 20  
 Fax : 01 41 40 19 20  
 Fax : 01 41 40 19 16

serviceclients@menicon.fr  
 atechnique@menicon.fr  
 formation@menicon.fr